

Nowość

Multilink® Hybrid Abutment

Specjalista w cementowaniu uzupełnień na implantach

Naturalnie
estetyczny




ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Multilink® Hybrid Abutment

Specjalista w cementowaniu uzupełnień na implantach


Multilink® Hybrid Abutment jest chemoutwardzalnym cementem kompozytowym przeznaczonym do ostatecznego, zewnątrzstępnego cementowania na stałe uzupełnień ceramicznych, takich jak hybrydowe łączniki implantologiczne czy hybrydowe korony na bazy implantów.

W połączeniu z uniwersalnym primerem Monobond Plus, Multilink® Hybrid Abutment jest zdolny do wytworzenia mocnego i trwałego połączenia pomiędzy ceramiczną strukturą wykonaną z dwukrzemianu litu (IPS e.max Abutment Solutions) lub tlenku cyrkonu z tytanową bazą, z którego wykonana jest stopka implantu.



Oprócz materiału o średnim poziomie opakowości MO 0 (medium opacity), który był stosowany w przeszłości, Multilink Hybrid Abutment jest obecnie również dostępny w bardzo opakowanym odcieniu HO 0 (high opaque). Ten nowy odcień zapewnia optymalnie estetyczny rezultat nawet w trudnych przypadkach klinicznych, takich jak cementowanie korony hybrydowej IPS e.max wykonanej z pastylki LT o niskiej translucencji, na tytanowej bazie.

Praktyczna samomieszająca strzykawką typu automix umożliwia precyzyjną i dokładną aplikację cementu Multilink Hybrid Abutment bezpośrednio na uzupełnienie ceramiczne oraz na tytanową bazę implantu. Dopuszczalne jest przechowywanie cementu w temperaturze pokojowej, co jest dodatkowym atutem tego materiału.



Korona hybrydowa cementowana na Multilink Hybrid Abutment HO 0 (1), w porównaniu do korony cementowanej na materiał o regularnej translucencji (2).



Multilink Hybrid Abutment jest aplikowany na tytanową bazę.

Opakowania

IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit 638959AN

Multilink Hybrid Abutment strzykawką HO 0, 1 x 9 g
Końcówki mieszające, 15 x
Virtual Extra Light Body Fast Set, 1 x 50 ml
Końcówki mieszające, 48 x
Końcówki wewnętrzne, 100 x
Monobond Plus, 1 x 5 g
Liquid Strip, 1 x 2.5 g
Różne akcesoria

Multilink Hybrid Abutment Refill

Strzykawką Automix, 1 x 9 g (w wybranym odcieniu)
Końcówki mieszające, 15 x
647182AN HO 0
647183AN MO 0

Monobond Plus Refill 626221AN

Butelka, 1 x 5 g



Ten produkt stanowi część kategorii produktów - uzupełnienia protetyczne stałe. Produkty z tej kategorii są ze sobą optymalnie powiązane.

Ivoclar Vivadent AG

Benderstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 54 96
Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl

ivoclar
vivadent
passion vision innovation